

# INSTRUCTIES VOOR HET VERZAMELEN EN VERZENDKLAAR MAKEN VAN DE TESTKIT: HISTAMINE



Lees eerst de instructies helemaal door voordat u aan de afname van het monster begint! Bij vragen: neem eerst contact op met uw behandelaar!

## De testkit bestaat uit:

- Handleiding voor monsterafname
- Histaminebuis (groen/blauwe dop met stabilisator)



**Let op:** De stabilisator is een bijtende vloeistof, deze niet in contact brengen met de huid. Buiten bereik van kinderen bewaren. Giet de stabilisator niet uit de buis.

- Etiket voor histaminebuis
- Ontlastingsopvanger
- RigidSafetyBag®



Daarnaast heeft u een retourenvelop en aanvraagformulier van RP Analytic ontvangen. Is uw pakket niet compleet? Neem dan telefonisch contact op via +31(0)113-370170 (ma.-vr. 8:30-12:30 en 13:30-17:00).

## Vorbereiding:

1. Vul uw naam en geboortedatum in op het etiket van de histaminebuis.
2. Controleer of uw gegevens correct zijn ingevuld op het aanvraagformulier.
3. Controleer of er vloeistof in de buis zit. Is dit niet het geval? Neem dan eerst contact met ons op via het bovenstaand telefoonnummer.
4. Vul de afnamedatum in op het aanvraagformulier en ga akkoord met de voorwaarden.
5. Bekijk de instructiefilm via de volgende YouTube link:



Of via de website:

[www.rpsanitashumanus.com/diensten/rp-analytic/testkits](http://www.rpsanitashumanus.com/diensten/rp-analytic/testkits)

## Belangrijk!

Bij doorspoeltoiletten valt de ontlasting direct in het water. Dit maakt het verzamelen lastig en kan de betrouwbaarheid van het onderzoek verminderen. Naast de ontlastingsopvangervanger is het een goed idee om enkele langere stukken toiletpapier dubbelgevouwen op het wateroppervlak te leggen. De ontlasting kan dan vanaf de ontlastingsopvangervanger of het toiletpapier worden verzameld.

### Extra richtlijnen voor vrouwen

Gelieve geen feces af te nemen tijdens de menstruatie.

**NB!** Afname en verzenden van maandag tot en met donderdag. Bij voorkeur de testkit op dag van afname verzenden.

### Afname van het monster:

1. Bevestig de ontlastingsopvangervanger op de toiletbril en vang uw ontlasting daarmee op.
2. Neem het buisje met blauwe adaptor en de groene stick. Hou de transparante buis met blauwe adaptor vast met één hand met de duim en wijsvinger. Draai met de duim en wijsvinger van de andere hand de groene stick open.  
**Let op: de vloeistof moet in het buisje blijven!**
3. Steek het kammetje van de groene stick op 3 verschillende plekken in de ontlasting.  
**Let op: alle inkepingen van het kammetje moeten gevuld zijn. Indien dit niet direct het geval is, steek het kammetje dan nogmaals in de ontlasting, totdat alle kammetjes gevuld zijn.**



*Zorg ervoor dat alleen de inkepingen van het kammetje gevuld zijn.  
Te veel monstermateriaal leidt tot vals-positieve testresultaten!*

4. Steek het kammetje door de opening van de blauwe adaptor. Druk de groene stick door, totdat deze niet meer verder kan. Het gevulde kammetje moet in de vloeistof zitten.



5. Draai de groene dop dicht, totdat de groene dop vastklemt in de blauwe adaptor. Het buisje is nu correct afgesloten.



6. Stop de histaminebuis in de het harde plastic hoesje.



7. Verwijder de witte folie van de RigidSafetyBag®. Druk de vrijgekomen plakstrip aan zodat het zakje goed is afgesloten.  
- *De RigidSafetyBag® bevat absorberend materiaal dat de histaminebuis beschermt tijdens transport.*

8. Noteer de afnamedata op het aanvraagformulier en ga akkoord met de voorwaarden.



9. Doe de RigidSafetyBag® samen met het aanvraagformulier in de retourenvelop en plak deze dicht. De retourenvelop is gereed voor verzending naar ons laboratorium.

## Verzenden:

- Binnen Nederland moet de verzending op **maandag t/m donderdag** (bij postbuslichting of PostNL-punt) plaatsvinden.
- Vanuit België versturen vanaf maandag t/m woensdag via UPS.

NB: Verstuur niet in het weekeinde of voor nationale feestdagen!



Versturen naar:

NL: RP Analytic • Antwoordnummer 1461 • 4460 VS Kamperland

België: RP Analytic • Afgeven bij een UPS-accesspoint

ANAMNESE  
DIAGNOSTIEK



THERAPEUTISCHE  
INTERVENTIE



SCHOLING  
ONTWIKKELING

